

ПРАВИЛА РАБОТЫ СО СТЕРИЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ

- Работу со стерильным материалом следует проводить в чистом халате, шапочке, маске по необходимости.
- До начала работы вымыть руки.
- Вскрывая стерилизационную коробку необходимо ставить дату вскрытия.
- Изделия считаются стерильными и пригодными к использованию, если цветовой индикатор стерилизации изменил цвет в соответствии с эталоном. При отсутствии индикатора использовать материалы не разрешается.
- Для работы материалы извлекаются из упаковки по мере необходимости стерильным специально выделенным инструментом. Лотки, банки, кюветы, если выкладывается или перекладывается стерильный материал или инструменты должны быть стерильными.
- Изделия или инструменты, переложённые в лоток, хранению не подлежат, используются сразу же.
- Для взятия стерильного инструмента или материала из упаковки или стерильного стола и проведения с ним манипуляций используется стерильный пинцет или корнцанг.
- Посуду, в которой хранятся такие пинцеты, стерилизуют паровым или воздушным способом и меняют ежедневно.
- Пинцет, упакованный в крафт-пакет, помещается в стерильную ёмкость на один час. Через час пинцет сбрасывается вместе с пакетом и заменяется новым (*Приложение к письму Главного Государственного санитарного врача по Московской области от 31.03.03 № 538-25*). На крафт-пакетах указывают время использования пинцета, например: 9-10 часов, 10-11 часов и т. п.
- При случайном соприкосновении стерильного инструмента с нестерильной поверхностью следует сбросить инструмент и заменить его на другой – стерильный.
- Манипуляции со стерильными изделиями значительно упрощаются, если для каждой медицинской процедуры используется специальный набор инструментов. При этом необходимые для процедуры инструменты стерилизуются в одноразовой упаковке, которая используется после вскрытия как стерильная поверхность.
- Доставку стерильных материалов из ЦСО осуществляют специально проинструктированный персонал, который несет за это ответственность.
- Случайно вскрытые стерилизационные коробки, подмоченные, упавшие или поврежденные упаковки использовать запрещается, они возвращаются для повторной стерилизации.
- На рабочих местах запасы стерильных материалов необходимо хранить в специально выделенных шкафах, тумбочках, столах. При этом стерильные материалы должны быть защищены от пыли, влаги, насекомых, перепадов температуры и влажности. Стерильные изделия должны быть разложены таким образом, чтобы защитить упаковку от повреждений, изломов, сдавливания и проколов.
- «Сроком годности» называется время, в течение которого изделие сохраняет стерильность. Потеря стерильности в течение срока годности зависит от условий хранения.