

Тема: «Правила использования защитной одежды»

План.

1. Виды защитной одежды.
2. Освоение приемов надевания и снятия одноразового защитного комбинезона.

Алгоритм манипуляции использование защитного комбинезона.

Цель: защита медицинских работников от инфекции

Показания: работа в условиях особо опасно инфекций

Оснащение: защитный комбинезон, перчатки – две пары, респиратор (маска), очки, бахилы, антисептик, емкость с дезинфицирующим раствором, емкость для утилизации отходов класса В.

Порядок надевания одноразового защитного комбинезона

1. Обработайте руки спиртосодержащим антисептиком.
2. Наденьте перчатки
3. Возьмите комбинезон в руки.
4. Наденьте брюки комбинезона.
5. Наденьте рукава комбинезона по очереди. Одновременно натягивать оба рукава нельзя: комбинезон может порваться.
6. Наденьте бахилы, заправив под них брюки комбинезона, и завяжите завязки бахил.
7. Возьмите респиратор в ладонь и раскройте до чашеобразной формы.
8. Возьмите нижнюю резинку и протяните ее через голову ниже затылка, одновременно прикладывая нижнюю часть респиратора к подбородку, а верхнюю часть – к переносице.
9. Протяните верхнюю резинку респиратора через голову и зафиксируйте ее на затылке.
10. Прижмите носовой зажим к носу.
11. Сделайте вдох и выдох. Отрегулируйте положение респиратора и резинок.
12. Наденьте очки поверх респиратора. Проверьте их прилегание.
13. Наденьте капюшон.
14. Застегните комбинезон.
15. Наденьте вторую пару перчаток, заправив под них рукава комбинезона.
16. Убедитесь в том, что элементы защитного комплекта надеты правильно: исключены непокрытые кожные покровы, отсутствуют зазоры между элементами.

Порядок снятия одноразового защитного комбинезона

1. Комплект снимают в специально выделенном помещении либо там же, где проводились манипуляции, после полного обеззараживания комнаты.
2. В помещении должны быть предусмотрены маркированные емкости для отходов класса Б для обеззараживания комбинезона, перчаток, полотенца, шлема, маски.
3. Снимите верхние перчатки и положите их в емкость с дезинфицирующим раствором.
4. Снимите бахилы, развязав завязки. Погрузите их в емкость с дезинфицирующим раствором.
5. Обработайте руки.
6. Расстегните молнию на комбинезоне.
7. Снимите капюшон.
8. Снимите рукава комбинезона и сам комбинезон так, чтобы изнаночная сторона оказалась снаружи, а лицевая – внутри.
9. Не расправляя, погрузите комбинезон в емкость с дезинфицирующим раствором.
10. Обработайте руки.
11. Снимите очки.
12. Снимите нижнюю резинку респиратора через голову. Снимите верхнюю резинку с головы и сбросьте респиратор в бак для утилизации медицинских отходов класса В.
13. Снимите вторые перчатки, выворачивая их наизнанку.
14. Примите душ и наденьте чистую одежду.